



# SANTEC

## RADIOFREQUENZA PHYSIOVAG



Due diversi manipoli permettono tutte le applicazioni vaginali non invasive e non chirurgiche che sfruttano il principio della diatermia, cioè il riscaldamento profondo dei tessuti provocato da onde elettromagnetiche ad alta frequenza.

I trattamenti eseguiti con Thermal Therapy Physio Vag agiscono contro patologie funzionali come la secchezza ed il prolasso vaginale, l'incontinenza, e, combattendo l'invecchiamento dei tessuti, ottengono risultati estetici apprezzabili, come il rimodellamento delle piccole e grandi labbra e il

tightening vaginale. Migliora inoltre la soddisfazione sessuale inibita a causa dei cambiamenti delle membrane mucose e contribuisce a mantenere una vita intima appagante.

La diatermia ha un impatto rilevante sui trattamenti ginecologici, intervenendo sulla lassità vaginale, causata per esempio dai parti o dall'invecchiamento naturale, per ridurla e riportare la mucosa alle sue dimensioni originali.

La radiofrequenza stimola il collagene e ne aumenta la turgidità, ristabilisce un adeguato approvvigionamento ematico e garantisce una migliore idratazione e traspirazione vaginale, riducendo così i sintomi dell'invecchiamento e della secchezza, permettendo un reale ringiovanimento funzionale.

#### APPLICAZIONI

- Tightening vaginale
- Ringiovanimento vaginale
- Secchezza vaginale
- Incontinenza
- Prolassi vaginali

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- 2 manipoli diversi per trattamenti interni ed esterni
- 4 frequenze diverse per ottimizzare il trattamento secondo la profondità da raggiungere e la patologia da trattare
- Modalità continua e pulsata
- Controllo della temperatura
- Touch screen a colori, encoder, interruttore a pedale